

人工喉頭（埋込式人工鼻） 対象品目

品 目	内 容
HMEカセット	人工鼻本体。
アドヒージブ	永久気管孔に貼り付け、人工鼻を固定するために使用。
ラリボタン、ラリチューブ	アドヒージブが装着困難な場合に永久気管孔を維持し、人工鼻（HME）を接続するための気管カニューレ。
シリコングルー	アドヒージブの粘着力を高めるシリコン製の粘着剤。
皮膚被膜剤（スキンバリア）	装着時の皮膚のかぶれを防ぐもの。
剥離剤（リムーバー）	人工鼻（HME）交換時の粘着で皮膚への刺激を防ぐもの。
シャワーエイド	入浴時に気管孔に水が入るのを防ぐもの。
ブラシ	人工喉頭の内腔および弁の洗浄に使用。

※医療保険の適用を受けている部分は、給付の対象になりません。